

БиоСистеми ООД

ул. "6-ти Септември" № 2, гр. София 1000, тел./факс:02-9860807, office_bio@mbox.contact.bg

Петрита и епруветки от Nunc

- Специално разработени за IVF приложения
- CE маркирани – Клас II за IVF / Директива 93/42/EEC
- Произведени според ISO13485
- Индивидуални партидни сертификати
- Стерилни (SAL10⁻⁶)
- Свободни от пирогени
- Нетоксични (USP Class VI)


Nunc IVF 4-ямкови плаки (Стерилни)

Каталожен номер	14444	179830
Описание	4-ямкова плака	4-ямкова плака
Брой ямки	4	4
Повърхност	Nunclon Delta	Не третирана
Културална среда, см ² /ямка	1.9	1.9
Външен размер, мм	66 x 66	66 x 66
Брой в опаковка	4/120	4/120
Цена в лева с ДДС	586.80лв.	584.40лв.



Nunc IVF петрита (Стерилни)

Каталожен номер	150255	150270	150360
Описание	Dish 35 x 10	Dish 60 x 15	Dish 90 x 17
Брой ямки	1	1	1
Повърхност	Не третирана	Не третирана	Не третирана
Вентилирани	+	+	+
Културална среда, см ² /ямка	8.8	21.5	56.7
Външен размер, мм	40 x 12	60 x 15	92 x 17
Брой в опаковка	10/500	10/400	10/150
Цена в лева с ДДС	552,00лв.	452,40лв.	318,00лв.



Nunc IVF петри с централно разположена ямка (Стерилни)

Cat. No.	150260
Описание	Петри с централна ямка
Повърхност	Не третирана
Вентилирано	Да
Капак	Да
Външен размер, мм	16 x 55
Брой в опаковка	1/120
Цена в лева с ДДС	441,60лв.



Биосистеми ООД

ул. "6-ти Септември" № 2, гр. София 1000, тел./факс:02-9860807, office_bio@mbox.contact.bg

Nunc IVF 11 мл центрофужни епруветки (Стерилни)

Каталожен номер	137860
Описание	11мл центрофужна епруветка
Тип на капачката	Без винт
Материал	Полиетилен
Стерилна	SAL 10 ⁻⁶
Максимално ускорение (RCF)	3000 x g
Тип на дъното	Конично
Пространство за писане	Да
Външни размери, мм	110 x 16
Опаковка	300 бр./оп. (60 x 5бр.)
Сертификат за съответствие	Да
Цена в лева с ДДС	378.00лв.



Nunc IVF 1.8 ml криоепруветки (Стерилни)

Каталожен номер	177280
Описание	1.8 ml Nunc криоепруветки
Тип на капачката	С уплътнение
Материал капачка/епруветка	Полипропилен
Стерилна	SAL 10 ⁻⁶
Работен обем (мл)	1.8
Форма на дъното отвътре	Заоблено
Стоящи	Да
Външни размери, мм	49 x 12.5
Брой в опаковка	1800бр./оп.
Сертификат за съответствие	Да
Цена в лева с ДДС	2 224.80лв.



За поръчки и информация относно консуматив и апаратура, можете да се свържете с нас по телефона, електронна поща или факс, на посочените по- долу контакти.
За допълнителна информация по текущи промоции посетете biosystems.bg.

С уважение,

Екипът на Биосистеми ООД

Биосистеми ООД

ул."6-ти септември" №2

гр. София 1000

тел./факс: 02/986 08 07

e-mail: office_bio@mbox.contact.bg

Биосистеми ООД си запазва правото да променя цените без предварително уведомление.

