

Налично на склад оборудване от Биосистеми ООД на специална цена!



+ подарък !!!



Персонален PCR апарат модел *MasterCycler® Personal*

- Надежден и компактен PCR апарат за лаборатории с малък брой проби
- Комбиниран блок: 25 x 0,2 мл § 16 x 0,5мл PCR епруветки
- Висока точност и хомогенност на температурата в блока
- Възможност за запис и експорт на протоколи чрез карта
- Пристига окомплектован с една опаковка 0,2 мл PCR епруветки от *Eppendorf*
- Гаранционен срок: 12 месеца

6 372.00лв.

с ДДС



Получавате безплатно една пипета с вариабилен обем по избор *Eppendorf Research Plus!*



+ подарък !!!



X 100

Висок клас апарат за PCR анализ модел *MasterCycler® Pro*

- Отворена система съвместима с консуматив от различни производители
- Формат на блока: 96 x 0,2 мл PCR плаки, епруветки и стрипове
- Стандартен и градиентен PCR /12 зони/
- *Vapo—protect* технология срещу изпаряване позволяваща рутинна работа с проби от 5мкл
- Висока точност и хомогенност на температурата в блока
- Цветен дисплей, USB порт и мрежови функции
- Гаранционен срок: 12 месеца

13 099.20 лв.

с ДДС



ПОЛУЧАВАТЕ БЕЗПЛАТНО 100 БРОЯ 96-ЯМКОВИ PCR ПЛАКИ *EPENDORF TWIN.TEC®!!!*



Електронни пипети *Eppendorf Research Pro* на промо-цена!

- За лаборатории с голям капацитет или приложения изискващи прецизно накапване на пробите
- Множество функции за накапване, разреждане, използване като диспенсер
- Запамявяване на потребителски настройки и режими
- Лесно и интуитивно управление и работа с менютата
- Гаранционен срок: 12 месеца

Цената е валидна за налични на склад пипети със следните обеми:

Едноканални електронни пипети *Research Pro*

- 5-100мкл
- 20-300мкл
- 50-1000мкл

Пипетите са окомплектовани със зарядно устройство

688,80лв.

с ДДС/бр.



За контакти и поръчки:

Биосистеми ООД, гр. София, тел.:0884 163 814, e-mail: office_bio@mbox.contact.bg;
web: biosystems.bg

Налично на склад оборудване от Биосистеми ООД на специална цена!



Термомиксер с блок за 24 x 1,5мл ThermoMixer Compact

- Регулиране на температурата: 4-99 °C
- Скорост на нагряване: 5°C / мин
- Регулиране на скоростта на размесване: 300-1400rpm
- Компактен размер(ШxДxВ): 16.5 x 24 x 13.5 см
- Окомплектован с един IsoThermo статив за 1,5мл епруветки съвместим с блока и охлаждащ елемент
- Гаранционен срок: 12 месеца

3 808.80лв.
с ДДС



Компактна система за мини - гел електрофореза и документиране с мобилен компютър

- работа без етидиев бромид
- готови гелове, оцветени със SybrGreen
- без необходимост от буфери
- стандартен и бърз режим за работа
- гаранционен срок: 12 месеца

5 880.00лв.
с ДДС



Висок клас апарат за qPCR анализ модел MasterCycler® realplex 2 S

- Отворена система
- Мултиплексен real-time PCR анализ
- Градиент
- Стандартен PCR
- Бърз PCR (40 цикъла за 30мин.)
- Поддържа TaqMan, Molecular Beacons, Scorpions, SYBR Green

57 924,00лв.
с ДДС

Поддържа:

- Детекция, Количествен анализ; гена експресия; SNP генотипиране; SYBR Green
- Гаранционен срок: 12 месеца
- Портативен компютър с ОС и специализиран софтуер за управление и анализ

+ подарък мастермикс
Thermo Scientific Maxima
Probe или SYBRGreen за
1000 реакции!



За контакти и поръчки:

Биосистеми ООД, гр. София, тел.:0884 163 814, e-mail: office_bio@mbox.contact.bg;
web: biosystems.bg